

Accesorios para la plataforma Hill-Rom® 900

Camas Hill-Rom® 900 Accella™, Hill-Rom® 900 y Centuris Pro™



Mando filar*

AD282A
AD284A



Mando en brazo flexible*

AD283A



Barra portasueros recta de altura fija, der 4 ganchos

AD294A

Barra portasueros ajustable, de 4 ganchos

AD298A

Barra portasueros ajustable con una mano, de 4 ganchos

AD299A



Bandeja para jeringas

AC963A




Organizador de vías

AD222A

Organizador y soporte de vías

AD286A



Soporte para Rayos X de tórax*

AD242A



Bandeja de monitor*

AD244B-MM



Soporte para bombona de oxígeno

Depósito de 100 mm de Ø (modelo D)

AD101A

Depósito de 100 mm de Ø (modelo E)

AD102A

Depósito de 140 mm de Ø (modelo B5)

AC959A



Soporte de trapecio (gris claro)

AD810A-MM

Soporte de trapecio con ángulo oscilante (gris claro)

AD811A-MM

Ganchos en el trapecio

AC953A

* Solo disponible en los modelos seleccionados.
Para más información, contacte con su representante local de Hill-Rom.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers.

Hill-Rom

Accesorios para la plataforma Hill-Rom® 900



Cuadro de tracción T39	ST875A
Soporte de portasueros Kinetic	ST866A
Kit 1A Kinetic para la tracción/suspensión de extremidades inferiores	ST865A
Kit 2 Kinetic para la tracción/suspensión de extremidades superiores	ST867A
Kit 3 Kinetic para suspensión pélvica	ST868A
Kit 4 Kinetic para suspensión cervical	ST869A
Tubo Kinetic T13	ST870A
Tubo Kinetic T25	ST871A
Tracción, montaje parcial en el extremo del piecero	ST873A
Barra de anclaje fija de 40 cm	ST874A
Barra suspendida en el cabecero	ST876A
Barra suspendida en el piecero	ST877A

Cojín de extensión de espuma con cubierta soldada **AD231A-07**

Para confirmar qué versiones de los accesorios de la lista son compatibles con el modelo de cama, por favor, tome nota del número de serie de su cama(s): p. ej. HRPXXX, y contacte con su representante local de Hill-Rom.

Accesorios adicionales	
Redes de seguridad para barandillas simples*	AD312A
Barandillas simples*	AD271B
Portaetiquetas	AD325A
Soporte de cable eléctrico	AD292A
Sección para piecero*	AD270B-MM
Parachoques de pared*	AD277A
Cable de conexión equipotencial	AC968A

Quinta rueda con ruedas*	direccionales integrales	AD276A R0
	con ruedas direccionales de banda única	AD276A R1
	con ruedas direccionales de doble banda 125 mm	AD289A
	con ruedas direccionales de doble banda 150 mm	AD276A R2
Palancas de salida* (x2)	en el cabecero o en el piecero	AD290A
	en el piecero	AD290B
	en el cabecero	AD296B

* Solo disponible en los modelos seleccionados. Para más información, contacte con su representante local de Hill-Rom.

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10 000 empleados en todo el mundo que ayudan a recibir una mejor atención dentro y fuera del hospital. Nuestras innovaciones en cinco áreas fundamentales - **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio** - permiten mejorar los resultados clínicos y económicos y asegurar que los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países tienen los productos que necesitan para proteger a los pacientes, acelerar la recuperación y gestionar las condiciones. **Cada día, en todo el mundo, mejoramos los resultados clínicos de pacientes y cuidadores a diario.** Obtenga más información en hill-rom.com.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para más información sobre nuestros productos y servicios, contacte con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Las camas Hill Rom 900, Hill-Rom 900 Accella™ y Centuris Pro™ ha sido diseñada para su uso en entornos asistenciales intensivos, ambulatorios y generales o en larga estancia, para pacientes con un peso ≥ 40 kg, una altura ≥ 146 cm y un IMC ≥ 17.

Equipo médico (93/42/EEC): Clase I

La cama Hill-Rom 900 Accella™ sistema de pesaje (2014/31/EEC): Clase III

Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner (Francia)

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

©2018 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

N.º de documento: 5E5133306-01, 28 junio 2018

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom