

# Cama Hill-Rom® 900 Accella™

Mayor seguridad. Mejores resultados. Trabajo más fácil.



## Prestaciones

### Mejora la seguridad del paciente

Especialmente diseñado para minimizar la necesidad de reposicionar al paciente, **SlideGuard™** mejora su comodidad.

Con la función **Auto CPR**, que nivela el respaldo y coloca la cama automáticamente en posición horizontal, los cuidadores pueden responder más rápidamente si surgen complicaciones con el paciente.

Monitorización remota de los movimientos del paciente a través de **alertas de salida de cama** en el control de enfermería\*

### Mejora los resultados clínicos del paciente

La función de **salida lateral con una sola pulsación** posiciona la cama para una salida más fácil y segura.

El **asa antideslizante y ergonómica para salida lateral** proporciona un soporte estable al salir de la cama.

Optimice el cuidado del paciente con la **alarma de ángulo de cabecero**, que alerta al cuidador de cualquier riesgo para la seguridad.

**Superficie integrada Accella Therapy™** opcional para una protección mejorada frente a las lesiones cutáneas.

\*Disponible en algunos mercados



Controles de la superficie integrada Accella Therapy™




Alarma de salida de cama de tres modos



Auto CPR



Una única conexión con el chasis para conectar fácilmente la superficie Accella Therapy a la cama



Función de salida lateral con una sola pulsación

## Prestaciones

### Simplifique el flujo de trabajo del profesional sanitario

El **pesaje sencillo** mejora la eficiencia del flujo de trabajo con la báscula integrada y la calculadora de IMC, excluyendo del área de pesaje los accesorios y soportes de suero, de manera que se reducen los pasos necesarios para obtener el peso del paciente.

Disponible en el lado derecho o izquierdo de la cama, su **interfaz gráfica de usuario**, nítida y fácil de usar, visualiza de forma directa la información del paciente, como el ángulo del cabecero y otras alarmas para el cuidador

Los **mandos de la cama son muy intuitivos** y semejantes a los de otras camas Hill-Rom HR 900, requieren la mínima formación del personal y ayudan a reducir el riesgo de error humano

**Opción de rayos X integrada**, a través de la selección de superficies terapéuticas de Hill-Rom y en el accesorio integrado en el chasis



Báscula integrada de sencillo manejo

Especificaciones técnicas		
Carga segura de trabajo		250 kg
Peso de la cama		170 kg
Ajuste de la altura		38,6 cm - 80,8 cm
Respaldo deslizante SlideGuard		hasta 12 cm
Clase de protección		IPX4
Ángulos de la cama	Cabecero	0 a 65°
	Sección del muslo	0 a 28°
	Pieceros	-22° a -3°
	Trendelenburg/ AntiTrendelenburg	-17 a +17°
Superficie de descanso	Anchura	90 cm
	Longitud	200 cm
Altura de la barandilla		39,3 cm
Sistema de pesado sencillo (báscula OIML, clase III)		●
Calculadora de Índice de Masa Corporal		●
Prolongador de cama con soporte para sábanas		●
Alarma de freno desconectado		●
Luz nocturna inteligente		●
Solución Accella Therapy preparada para conectividad		●
Mandos	Integrados en las barandillas	●
	Filar	○
	Pedal de control de altura bilateral	○
Interfaz gráfica del cuidador (solo en un lado de la cama)	Integrada en la barandilla derecha	●
	Integrada en la barandilla izquierda	○
Rueda direccional	en el extremo del cabecero	●
	en el extremo del piecero	○
Ruedas	150 mm integral	●
	125 mm de doble banda	○
	150 mm de doble banda	○
Quinta rueda direccional		○
Pedales de freno/dirección en cabecero y piecero		○
Alarma de salida de cama de tres modos		○
Conexión por cable de la alarma de salida de cama de tres modos		○
Aviso al personal de enfermería		○

### Prestaciones estándar adicionales para todas las configuraciones

- 6 puntos de anclaje para la inmovilización del paciente
- Soportes de portasuelos/grúa
- Barra colgante para drenaje bilateral sin peso y con ganchos
- Soporte de cable eléctrico
- Retenedores del colchón ajustables
- Batería de seguridad
- Palanca de CPR mecánica bilateral
- Cabeceros y plataformas para pies extraíbles
- Alarma de ángulo de cabecero
- EasyChair y función de posición horizontal
- Función de salida lateral con una sola pulsación
- Función Boost de ayuda para colocación del paciente
- Superficie de descanso con laminado de alta presión (HPL)
- Freno central en el piecero
- Indicador de baja altura
- Botón eléctrico de CPR
- Indicador de necesidad de servicio técnico

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10 000 empleados en todo el mundo que ayudan recibir una mejor atención dentro y fuera del hospital. Nuestras innovaciones en cinco áreas fundamentales - **fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio** - permiten mejorar los resultados clínicos y económicos y asegurar que los proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países tienen los productos que necesitan para proteger a los pacientes, acelerar la recuperación y gestionar las condiciones. **Cada día, en todo el mundo, mejoramos los resultados clínicos de pacientes y cuidadores a diario.** Obtenga más información en [hill-rom.com](http://hill-rom.com)

mobility is life 

Hill-Rom mantiene un compromiso con el concepto de que la movilización temprana de los pacientes y la preservación de su independencia suponen una mejora en su calidad de vida, tanto en el hospital como en el hogar.

La cama Hill Rom 900 Accella se ha diseñado para utilizarse en entornos de cuidados intensivos, agudos y ambulatorios para pacientes con un peso  $\geq 40$  kg, una altura  $\geq 146$  cm y un IMC  $\geq 17$ .

Equipo médico (93/42/EEC): Clase I

Sistema de pesaje (2014/31/EEC): Clase III

Fabricante: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner (Francia)

Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

©2018 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

N.º de No: 5ES134301-03, 28 junio 2018

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**